



SILICONE ENDOTRACHEAL TUBE

矽質氣管內管

矽膠材質帶來極大的舒適度和靈活性

- 衛署醫器製字第 001143 號 -



ANESTHETIC | 麻醉科系列
SERIES


矽質氣管內管 衛署醫器製字第 001143 號

富強® 矽質氣管內管 (Silicone Endotracheal Tube) 特點：

- 用於需要麻醉、人工通氣或其他呼吸支持的患者。
- 具 X-ray 顯影線的透明管身，易於目視觀察並可藉 X-ray 顯影線的使用來確認插管位置。
- 管身刻度標示，可作為插管深度的參考。
- 附金屬彈簧之加強型管身，可藉 X-ray 顯影線的使用來確認插管位置，此一特殊設計亦可防止使用時管身扭結或堵塞。
- 斜角型的前端易於插管，且減少插管及抽管的傷害。
- 附有外徑 15mm 的標準連接頭。
- 緊附著管身的氣囊，僅施與氣管壁些許的壓力，減少對氣管黏膜及聲帶可能造成的傷害。
- 可藉由柔軟及靈敏的氣袋來確認氣囊狀況。
- 引流孔 (Murphy eye) 可做為空氣通道。
- 適用於麻醉科。
- 無菌包裝。

- A** 矽膠氣管內管，無氣囊型
(Silicone Endotracheal Tube, Cuffless)
- B** 矽膠氣管內管，OC 型 (彎型，標準氣囊)
(Silicone Endotracheal Tube, OC Type)
- C** 矽膠氣管內管，LC 型 (彎型，低壓氣囊)
(Silicone Endotracheal Tube, LC Type)
- D** 矽膠氣管內管，OW 型 (標準氣囊，金屬彈簧加強型)
(Silicone Endotracheal Tube, OW Type)
- E** 矽膠氣管內管，LW 型 (低壓氣囊，金屬彈簧加強型)
(Silicone Endotracheal Tube, LW Type)

O: 標準氣囊, L: 低壓氣囊, W: 金屬彈簧加強型



規格 SPECIFICATIONS

矽膠氣管內管，無氣囊型 (Silicone Endotracheal Tube, Cuffless):

尖端頭 PED-Magill 尺寸 / 產品編號	內徑 I. D.	外徑 O. D.	長度	說明
1510-0025	2.5 mm	4.0 mm	140 mm	
1510-0030	3.0 mm	4.7 mm	160 mm	-Magill 系列： -尖端頭
1510-0035	3.5 mm	5.3 mm	180 mm	-無氣囊
1510-0040	4.0 mm	6.0 mm	200 mm	-金屬彈簧加強型
1510-0045	4.5 mm	6.7 mm	220 mm	-刻度
1510-0050	5.0 mm	7.3 mm	240 mm	-X-ray 顯影線



1510-00XX



矽質氣管內管 衛署醫器製字第 001143 號

矽膠氣管內管，OC 型（彎型，標準氣囊型） Endotracheal Tube, OC Type (Ordinary cuff, Curved):

尖端頭 OC-Magill 產品編號	引流孔 OC-Murphy 產品編號	尺寸 / 內徑 I. D. 外徑 O. D. 長度			說明
1520-0045	1525-0045	4.5 mm	6.7 mm	220 mm	
1520-0050	1525-0050	5.0 mm	7.3 mm	240 mm	
1520-0055	1525-0055	5.5 mm	8.0 mm	270 mm	
1520-0060	1525-0060	6.0 mm	8.7 mm	280 mm	-OC-Magill 系列：尖端 頭
1520-0065	1525-0065	6.5 mm	9.3 mm	290 mm	-OC-Murphy 系列：引流 孔
1520-0070	1525-0070	7.0 mm	10.0 mm	300 mm	-標準氣囊
1520-0075	1525-0075	7.5 mm	10.7 mm	310 mm	-彎曲
1520-0080	1525-0080	8.0 mm	11.3 mm	320 mm	-刻度
1520-0085	1525-0085	8.5 mm	12.0 mm	330 mm	-氣袋
1520-0090	1525-0090	9.0 mm	12.7 mm	340 mm	-X-ray 顯影 線
1520-0095	1525-0095	9.5 mm	13.3 mm	350 mm	
1520-0100	1525-0100	10.0 mm	14.0 mm	360 mm	


矽膠氣管內管，OC 型（彎型，標準氣囊型） Endotracheal Tube, LC Type (Low pressure cuff, Curved):

尖端頭 LC-Magill 產品編號	引流孔 LC-Murphy 產品編號	尺寸 / 內徑 I. D. 外徑 O. D. 長度			說明
1530-0050	1535-0050	5.0 mm	7.3 mm	240 mm	
1530-0055	1535-0055	5.5 mm	8.0 mm	270 mm	
1530-0060	1535-0060	6.0 mm	8.7 mm	280 mm	-LC-Magill 系列：尖端 頭
1530-0065	1535-0065	6.5 mm	9.3 mm	290 mm	-LC-Murphy 系列：引流 孔
1530-0070	1535-0070	7.0 mm	10.0 mm	300 mm	-低壓氣囊
1530-0075	1535-0075	7.5 mm	10.7 mm	310 mm	-彎曲
1530-0080	1535-0080	8.0 mm	11.3 mm	320 mm	-刻度
1530-0085	1535-0085	8.5 mm	12.0 mm	330 mm	-氣袋
1530-0090	1535-0090	9.0 mm	12.7 mm	340 mm	-X-ray 顯影 線
1530-0095	1535-0095	9.5 mm	13.3 mm	350 mm	
1530-0100	1535-0100	10.0 mm	14.0 mm	360 mm	





尖端頭

1520-OXXX




引流孔

1525-OXXX



尖端頭

1530-OXXX



引流孔

1535-OXXX

矽質氣管內管

衛署醫器製字第 001143 號



矽膠氣管內管，OW 型（標準氣囊，金屬彈簧加強型）
Endotracheal Tube, OW Type (Ordinary cuff, Wire reinforced):

尖端頭 OW-Magill 產品編號	引流孔 OW-Murphy 產品編號	尺寸 /			說明
		內徑 I. D.	外徑 O. D.	長度	
1540-0045	1545-0045	4.5 mm	6.7 mm	220 mm	
1540-0050	1545-0050	5.0 mm	7.3 mm	240 mm	
1540-0055	1545-0055	5.5 mm	8.0 mm	270 mm	
1540-0060	1545-0060	6.0 mm	8.7 mm	280 mm	-OW-Magill 系列：尖端頭
1540-0065	1545-0065	6.5 mm	9.3 mm	290 mm	-OW-Murphy 系列：引流孔
1540-0070	1545-0070	7.0 mm	10.0 mm	300 mm	
1540-0075	1545-0075	7.5 mm	10.7 mm	310 mm	-標準氣囊 -金屬彈簧加強型
1540-0080	1545-0080	8.0 mm	11.3 mm	320 mm	-刻度
1540-0085	1545-0085	8.5 mm	12.0 mm	330 mm	-氣袋
1540-0090	1545-0090	9.0 mm	12.7 mm	340 mm	
1540-0095	1545-0095	9.5 mm	13.3 mm	350 mm	
1540-0100	1545-0100	10.0 mm	14.0 mm	360 mm	


矽膠氣管內管，LW 型（低壓氣囊，金屬彈簧加強型）
Endotracheal Tube, LW Type (Low pressure cuff, Wire reinforced):

尖端頭 LW-Magill 產品編號	引流孔 LW-Murphy 產品編號	尺寸 /			說明
		內徑 I. D.	外徑 O. D.	長度	
1550-0050	1555-0050	5.0 mm	7.3 mm	240 mm	
1550-0055	1555-0055	5.5 mm	8.0 mm	270 mm	
1550-0060	1555-0060	6.0 mm	8.7 mm	280 mm	-LW-Magill 系列：尖端頭
1550-0065	1555-0065	6.5 mm	9.3 mm	290 mm	-LW-Murphy 系列：引流孔
1550-0070	1555-0070	7.0 mm	10.0 mm	300 mm	
1550-0075	1555-0075	7.5 mm	10.7 mm	310 mm	-低壓氣囊
1550-0080	1555-0080	8.0 mm	11.3 mm	320 mm	-金屬彈簧加強型
1550-0085	1555-0085	8.5 mm	12.0 mm	330 mm	-刻度
1550-0090	1555-0090	9.0 mm	12.7 mm	340 mm	-氣袋
1550-0095	1555-0095	9.5 mm	13.3 mm	350 mm	
1550-0100	1555-0100	10.0 mm	14.0 mm	360 mm	

O: 標準氣囊, L: 低壓氣囊, W: 金屬彈簧加強型





尖端頭




引流孔

1540-OXXX:LW-MAGILL

1545-OXXX:LW-MURPHY



尖端頭



引流孔

1550-OXXX:LW-MAGILL

1555-OXXX:LW-MURPHY



醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw