



SILICONE STOMACH (GASTRIC) TUBE

胃管

醫療矽膠材質，提升患者舒適度

- 衛署醫器製字第 001039 號 -



GASTROENTEROLOGIC | 腸胃系列
SERIES

胃管


衛署醫器製字第 001039 號

用途：

富強® 胃管（矽質胃管 / 矽質胃管含 ENFIT 接頭）適用於胃減壓、灌洗或灌食營養及藥物。

特色：

- 由醫療級矽膠製成，具良好生物相容性。
- 軟硬適中且富彈性，增加病患舒適感。
- 漸細柔軟的尖端圓頭易於插管。
- 管身透明，易於目視觀察。
- 具 X-ray 顯影線，可藉此來察覺插管位置。
- 具深度標示，有助於評估插入長度。
- 餵食漏斗內側具環狀突起設計，可連接其他器材。
- 餵食漏斗配有塞子，可防止空氣進入及污染。
- 不含乳膠。



規格 SPECIFICATIONS

富強® 胃管 (Silicone Stomach (Gastric) Tube):

產品編號	尺寸	長度	說明	產品編號	尺寸	長度	說明
2020-0004	4FR			2020-0012	12 FR		
2020-0005	5FR	400 mm	- 附塞子	2020-0014	14 FR		- 附塞子
2020-0006	6 FR		- 尺寸標記	2020-0016	16 FR	1200 mm	- 尺寸標記
2020-0008	8 FR		- X-ray 顯影線	2020-0018	18 FR		- X-ray 顯影線
2020-0010	10 FR	800 mm		2020-0020	20 FR		




2020-00XX

胃管

衛署醫器製字第 001039 號

富強® 矽質鼻胃管, ENFit 接頭 特點: (Silicone Nasogastric Tube with ENFit Connector)


- 矽質 ENFit 鼻胃管其包含一個柔軟的尖端圓頭易於插管與矽質連接頭，其材質皆由矽膠製成。
- 管身透明，易於目視觀察，具 X-ray 顯影線，可藉此來察覺插管位置。
- 管身具深度標示，助於評估插入長度。
- 鼻胃管末端皆附上 ENFit 公接頭與 ENFit 母蓋子，停止餵食時可將 ENFit 母蓋子順時針旋轉蓋住，以防空氣進入體內。
- 使用 ENFit 連接頭能預防非腸道導管接頭之錯誤連接風險，可提供患者更安全的餵食與用藥管路。
- 使用矽質 ENFit 鼻胃管此產品，必需搭配 ENFit 注射器或含有 ENFit 母接頭之餵食裝置相連接，符合 ISO 80369-3 之 ENFit 導管連接標準。



規格 SPECIFICATIONS

富強® 矽質鼻胃管, ENFit 接頭 (Silicone Nasogastric Tube with ENFit Connector):

產品編號	尺寸	長度	說明
2020-0506	6FR	400 mm	
2020-0508	8FR	800 mm	-ENFit 公接頭
2020-0510	10FR		-ENFit 母蓋子
2020-0512	12FR		-尺寸標識
2020-0514	14FR		-刻度印刷
2020-0516	16FR	1200 mm	-X-ray 顯影線
2020-0518	18FR		
2020-0520	20FR		



2020-05XX



醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw