



SILICONE BIRTH-VAC™ CUP

真空助產器

矽膠產科真空助產器 安全便捷的分娩助手

- 衛署醫器製字第 001332 號 -



GYNECOLOGIC & OBSTETRIC
SERIES | 婦產系列

真空助產器

衛署醫器製字第 001332 號

用途：

富強® 真空助產器可於分娩時幫助新生兒之生產

產品特色：


- 富強® 真空助產器是由醫療級矽膠製成。
- 柔軟的吸引杯使導入更方便，並有助於真空密合。
- 黑色指示線的設計可做為置入點的參考，使胎兒頭部的旋轉能更容易地觀察。（勿使用真空吸引器加速胎兒頭部的旋轉）
- 把手及洩氣閥均由不鏽鋼材質所製造，並可替換。
- 把手為附有三個凹痕的設計，有助於握把的施力。
- 真空助產器可重覆清潔消毒使用。



規格 SPECIFICATIONS

真空助產器 (Birth-Vac™ Cup):

產品編號	尺寸	說明
1300-0050	50 mm	- 矽膠
1300-0060	60 mm	- 真空吸杯 (軟邊)
1300-0070	70 mm	- 真空把手
		- O. D. 8mm 連接器




1300-00XX

真空助產器

衛署醫器製字第 001332 號

十字形洩氣閥 (Replacement Valve):

產品編號	尺寸	說明
1300-9001	單一	鍍鉻金屬



1300-9001

連接管 (Connecting Tubing):

產品編號	尺寸	說明
1300-9200	6.0 x 11.0 mm	長度 200 cm



1300-9200



fortune
medical

醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw