



SILICONE DRAINAGE TUBE

矽質引流管（未滅菌）

- 衛署醫器製壹字第 003320 號 -



GENERAL SURGICAL | 一般外科
SERIES

矽質引流管 (未滅菌) 衛署醫器製壹字第 003320 號


富強® 矽質引流管 (未滅菌)
(Silicone Drainage Tube: Non-Sterile):

用途：

富強® 矽質引流管適用於各手術中用以導出體腔內的液體。引流管已經被用於許多科別上，例如骨科手術、整形外科和一般外科，用於從體腔中排出可能有害的液體（例如：膿液、出血血液）。

特色：

1. 使用醫療級矽膠，具有良好的生物相容性。
2. 具有絕佳的抗拉強度及延展彈性，可選用硬度。
3. 不同型號可供選擇。



規格 SPECIFICATIONS

無 X-ray	有 X-ray					
產品編號	產品編號	內徑 I.D.	外徑 O.D.	硬度	說明	
40-025040	45-025040	2.5 mm	4.0 mm			
40-040055	45-040055	4.0 mm	5.5 mm	45 ± 5 Shore A	-S 型	
40-050070	45-050070	5.0 mm	7.0 mm		-單腔	
40-060080	45-060080	6.0 mm	8.0 mm		-30M/圓管	
40-070095	45-070095	7.0 mm	9.5 mm			
60-005010	-	0.5 mm	1.0 mm	65 ± 5 Shore A	-H 型	
60-010015	-	1.0 mm	1.5 mm		-單腔	
60-010020	-	1.0 mm	2.0 mm		-10M/圓管	
60-020030	-	2.0 mm	3.0 mm			
60-025040	65-025040	2.5 mm	4.0 mm			
60-040055	65-040055	4.0 mm	5.5 mm			
60-050070	65-050070	5.0 mm	7.0 mm			
60-060080	65-060080	6.0 mm	8.0 mm	65 ± 5 Shore A	-H 型	
60-070095	65-070095	7.0 mm	9.5 mm		-單腔	
60-080110	65-080110	8.0 mm	11.0 mm		-30M/圓管	
60-090120	65-090120	9.0 mm	12.0 mm			
60-100140	65-100140	10.0 mm	14.0 mm			

* 可依顧客需求的尺寸，形狀、腔體、顯影線或顏色訂製。

