

SILICONE PENROSE DRAIN TUBE/ PENROSE STRAIGHT DRAIN TUBE

矽質毛細引流管 / 矽質多孔香菸引流管

“富強” 引流導管及其配件

- 衛署醫器製壹字第 001778 號 -

引流導管及其配件

衛署醫器製壹字第 001778 號

矽質毛細引流管 / 矽質多孔香菸引流管

(Silicone Penrose Drain Tube/ Penrose Straight Drain Tube):

特點：

富強® 矽質毛細引流管和矽質多孔香菸引流管，用以導出體腔內的液體。

矽質毛細引流管

內部條狀的構造，可將液體及血液利用毛細現象引引流至體外，亦不致因彎曲而阻塞。柔軟及平滑的管身，減少在置入及抽出時所造成的損傷。



矽質多孔香菸引流管

有不同寬度的尺寸可供選擇。由許多小導管組合而成，其可分離成數條導管或將引流端分離以供引流，因而其可依使用所需加以裁剪長度以供引流。

三種系列可供選擇：

- 矽質毛細引流管系列
- 矽質毛細引流管（附安全夾）系列
- 矽質多孔香菸引流管系列

- A** 矽質毛細引流管 (Silicone Penrose Drain Tube)
- B** 矽質毛細引流管（附安全夾） (Silicone Penrose Drain Tube w/ Secure-Clip)
- C** 固定夾片 (Secure-Clip)
- D** 矽質多孔香菸引流管系列 (Silicone Penrose Straight Drain Tube)




規格 SPECIFICATIONS

矽質毛細引流管 (Silicone Penrose Drain Tube):

產品編號	外徑 O.D.	說明
2010-0405	5 mm	
2010-0406	6 mm	
2010-0408	8 mm	-S 型
2010-0410	10 mm	-300 mm -透明
2010-0412	12 mm	-X-ray 顯影線
2010-0415	15 mm	
2010-0419	19 mm	
2010-0425	25 mm	

產品編號	外徑 O.D.	說明
2010-1405	5 mm	
2010-1406	6 mm	
2010-1408	8 mm	-S 型
2010-1410	10 mm	-500 mm -透明
2010-1412	12 mm	-X-ray 顯影線
2010-1415	15 mm	
2010-1419	19 mm	
2010-1425	25 mm	



2010-04XX/14XX


引流導管及其配件

衛署醫器製壹字第 001778 號

矽質毛細引流管 (附安全夾) (Silicone Penrose Drain Tube w/ Secure-Clip):

產品編號	外徑 O.D.	說明
2010-5405	5 mm	
2010-5406	6 mm	
2010-5408	8 mm	- WS 型 - 300 mm
2010-5410	10 mm	- 白色
2010-5412	12 mm	- 安全夾 - 有刻度
2010-5415	15 mm	
2010-5419	19 mm	
2010-5425	25 mm	

產品編號	外徑 O.D.	說明
2010-6405	5 mm	
2010-6406	6 mm	
2010-6408	8 mm	- WS 型 - 500 mm
2010-6410	10 mm	- 白色
2010-6412	12 mm	- 安全夾 - 有刻度
2010-6415	15 mm	
2010-6419	19 mm	
2010-6425	25 mm	



固定夾片

2010-54XX/64XX

固定夾片 (Secure-Clip):

產品編號	尺寸	說明
2010-0000	Universal	- 金屬材質



2010-0000

矽質多孔香菸引流管 (Silicone Penrose Straight Drain Tube):


產品編號	尺寸	Width	Length	說明
2011-0020	S	20 mm		
2011-0025	M	25 mm	400 mm	- 白色管柱 - X-ray 顯影線
2011-0035	L	35 mm		
2011-0045	XL	45 mm		




2011-0020



2011-0025



2011-0035



2011-0045



醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw