



# SILICONE SUMP DRAIN TUBE

## 矽質腹腔引流管

“富強” 引流導管及其配件  
- 衛署醫器製壹字第 001778 號 -



GENERAL SURGICAL | 一般外科  
SERIES

# 引流導管及其配件

衛署醫器製壹字第 001778 號

## 矽質腹腔引流管 特點： (Silicone Sump Drain Tube)


- 富強® 矽質腹腔引流管用於腹部手術期間的引流。
- 醫療級矽膠，具有良好的生物相容性。
- 腹腔引流管有兩個孔腔以利空氣循環，並能維持氣壓的平衡。
- 孔腔均連有一過濾裝置，以防止患者進行沖洗及抽吸時，可保護病人免於受到空氣感染的可能性。
- 不會產生過度的吸力，也不會在傷口內，引起小毛細血管出血。
- 透明的管身，使目視檢查或流體觀察更為容易。
- X-ray 顯影線可協助確認置入導管的位置。
- 經過滅菌的雙層包裝。




## 規格 SPECIFICATIONS

產品編號	尺寸 (H x W)	長度	Eye pattern	過濾器 Filters
2016-0114	7 x 13 mm	14"	橢圓形孔	1
2016-0120	7 x 13 mm	20"	橢圓形孔	1
2016-0214	9 x 17 mm	14"	圓形孔	2
2016-0220	9 x 17 mm	20"	圓形孔	2
2016-0314	9 x 17 mm	14"	橢圓形孔	2
2016-0320	9 x 17 mm	20"	橢圓形孔	2


產品編號	尺寸 (H x W)	長度	Eye pattern	過濾器 Filters
2016-1314	9 x 17 mm	14"	橢圓形孔	0
2016-1320	9 x 17 mm	20"	橢圓形孔	0




2016-13XX



2016-01XX



2016-02XX



2016-03XX