



SILICONE T DRAINAGE TUBE

矽質 T 型引流管

“富強” 引流導管及其配件

- 衛署醫器製壹字第 001778 號 -



GENERAL SURGICAL | 一般外科
SERIES


引流導管及其配件

衛署醫器製壹字第 001778 號

矽質 T 型引流管 特點： (Silicone T Drainage Tube)

- 用於膽囊切除手術與胰臟癌症切除之術後胰液引流與膽道引流膽汁及預防膽道狹窄。
- 醫療級矽膠，具有良好的生物相容性。
- 附連接頭，可與富強廢液收集袋相接。
- X-ray 顯影線可協助確認置入導管的位置。
- 經過滅菌的雙層包裝。


- A** 矽質 T 型引流管
(Silicone T Drainage Tube)
- B** 矽質 T 型引流系統
(Silicone T Drainage Tube)



規格 SPECIFICATIONS

矽質 T 型引流管 (Silicone T Drainage Tube):


產品編號	尺寸	說明
1910-0005	5 FR	
1910-0008	8 FR	
1910-0010	10 FR	
1910-0012	12 FR	-A: 180 mm
1910-0014	14 FR	-B: 450 mm
1910-0016	16 FR	-X-ray 顯影線
1910-0018	18 FR	-含大孔徑公接頭
1910-0020	20 FR	
1910-0022	22 FR	
1910-0024	24 FR	



1910-00XX

矽質 T 型引流管 - 有孔洞 (Silicone T Drainage Tube With Eyes):

產品編號	尺寸	說明
1910-0210	10 FR	
1910-0212	12 FR	
1910-0214	14 FR	-有孔洞
1910-0216	16 FR	-A: 180 mm
1910-0218	18 FR	-B: 450 mm
1910-0220	20 FR	-X-ray 顯影線
1910-0222	22 FR	-含大孔徑公接頭
1910-0224	24 FR	



1910-02XX

引流導管及其配件


衛署醫器製壹字第 001778 號

矽質 T 型引流系統 (Silicone T Drainage Tube):


產品編號	尺寸	說明
1910-4005	5 FR	
1910-4008	8 FR	- T 型引流管
		- 連接頭
1910-4010	10 FR	- 400cc 廢液收集袋
1910-8012	12 FR	
1910-8014	14 FR	
1910-8016	16 FR	
1910-8018	18 FR	
1910-8020	20 FR	- T 型引流管
		- 連接頭
1910-8022	22 FR	- 800cc 廢液收集袋
1910-8024	24 FR	

矽質 T 型多孔引流系統 (Silicone T Drainage Tube With Eyes):

產品編號	尺寸	說明
1910-8212	12 FR	
1910-8214	14 FR	
1910-8216	16 FR	- T 型引流管 (有孔洞)
		- 連接頭
1910-8218	18 FR	- 800cc 廢液收集袋
1910-8220	20 FR	
1910-8222	22 FR	
1910-8224	24 FR	



1910-80XX



1910-82XX



**fortune
medical**

醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw