



SILICONE SURGICAL RULER

矽質手術量測尺（滅菌）

- 衛部醫器製壹字第 006137 號 -



GENERAL SURGICAL | 一般外科
SERIES

矽質手術量測尺 (滅菌) 衛部醫器製壹字第 006137 號

適用：

富強® 矽質手術量測尺可於手術時約略評估器官與組織的圓周或長度。


產品特色：

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性
- 量測尺顯示 2~12 公分，刻度間距為 0.5 公分
- 材質柔和，舒適性佳
- 可彈性調整
- 滅菌
- 單次使用
- 不含乳膠



規格 SPECIFICATIONS

產品名	產品編號	產品尺寸	產品說明
矽質手術量測尺	1860-7510	寬度：20.5mm 長度：200 mm	刻度顯示 2cm 到 12cm，間距為 0.5cm



1860-7510



醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw