



SILICONE VESSEL ID LOOPS

矽質血管識別帶（滅菌）

- 衛部醫器製壹字第 006153 號 -





GENERAL SURGICAL | 一般外科
SERIES

適用：

富強® 矽質血管識別帶適用於手術中，可提供牽引、閉塞及辨識動脈、神經、靜脈、肌腱或輸尿管等功能。


產品特色：

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性
- 橢圓形大截面積設計易穿越（滑）過血管
- 可顯影性
- 不沾黏人體組織
- 無毒性且不含乳膠
- 滅菌
- 限手術使用
- 不同顏色可助於辨識組織




規格 SPECIFICATIONS

產品編號	尺寸	說明	產品編號	尺寸	說明
9005-0503R		紅色	9005-1309R		紅色
9005-0503B	寬度：0.5 mm 厚度：0.3 mm 長度：450 mm	藍色	9005-1309B	寬度：1.3 mm 厚度：0.9 mm 長度：450 mm	藍色
9005-0503Y		黃色	9005-1309Y		黃色
9005-0503W		白色	9005-1309W		白色



9005-0503X



9005-1309X

矽質血管識別帶 (滅菌) 衛部醫器製壹字第 006153 號

產品編號	尺寸	說明	產品編號	尺寸	說明
9005-2510R		紅色	9005-5013R		紅色
9005-2510B	寬度：2.5 mm 厚度：1.0 mm 長度：450 mm	藍色	9005-5013B	寬度：5.0 mm 厚度：1.3 mm 長度：450 mm	藍色
9005-2510Y		黃色	9005-5013Y		黃色
9005-2510W		白色	9005-5013W		白色
9005-2510A		紅色，藍色，黃色，白色			



9005-2510X



9005-5013X



**fortune
medical**

醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw

