



SILICONE NASAL EPISTAXIS BALLOON

矽質鼻腔止血氣球 (滅菌)

安全快速控制鼻腔內出血

- 衛署醫器製壹字第 002040 號 -




OTOLARYNGOLOGY | 耳鼻喉系列
SERIES


矽質鼻腔止血氣球 (滅菌) 衛署醫器製壹字第 002040 號

富強® 矽質鼻腔止血氣球 – 滅菌 (Silicone Nasal Epistaxis Balloon) 特點：

- 用於鼻中隔成形術、鼻整形術和鼻內手術過程中的鼻塞
- 醫療級矽膠製成，具良好生物相容性
- 材質透明，方便診視出血情形，也可預防管身與鼻腔組織沾黏
- 中空管身讓鼻腔在加壓止血的同時，也能自由呼吸
- 附有單個或雙個球囊，醫師可依患者的需要來選擇：
較大的球囊可充氣至 30 毫升，以控制前鼻腔出血；
較小的球囊可充氣至 10 毫升，以控制後鼻腔出血




- A** 單球囊 前鼻腔止血氣球
(Nasal Epistaxis Balloon, Intra-Pack)
- B** 單球囊 後鼻腔止血氣球
(Nasal Epistaxis Balloon, Post-Pack)
- C** 雙球囊 鼻腔止血氣球
(Nasal Epistaxis Balloon, Double Balloon)



規格 SPECIFICATIONS

單球囊 前鼻腔止血氣球 (Nasal Epistaxis Balloon, Intra-Pack):


產品編號	尺寸	說明
3101-0830	30 cc	- 前鼻腔



3101-0830

單球囊 後鼻腔止血氣球 (Nasal Epistaxis Balloon, Post-Pack):


產品編號	尺寸	說明
3102-2010	10 cc	- 後鼻腔



3102-2010

雙球囊 鼻腔止血氣球
(Nasal Epistaxis Balloon, Double Balloon):

產品編號	尺寸	說明
3103-0930	30/10 cc	-前鼻腔和後鼻腔



3103-0930



fortune
medical

醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw