



INSTRUMENT MAT (NON-STERILE)

手術器械墊（未滅菌）

- 非磁性手術器械墊（拋棄式）
- 磁性手術器械墊

- 衛部醫器製壹字第 008615 號 -



SURGICAL INSTRUMENT | 手術器械系列
SERIES

手術器械墊 (未滅菌) 衛部醫器製壹字第 008615 號

非磁性手術器械墊 (拋棄式): (Non-magnetic Instrument Mat - Disposable)

用途:

防止手術器械不慎滑落被汙染甚至損壞而影響手術進行。

特色:

- 醫療級矽膠材質。
- 重量輕，移動性高。
- 手術器械被固定於外科醫生手可及的範圍內，方便安全迅速地抓取器械且輕鬆不費力。
- 袋狀式 (9006-0001-02) 之兩側口袋可承接手術器械。

A 非磁性手術器械墊 - 薄片式
(Non-magnetic Instrument Mat - Sheet Type)


B 非磁性手術器械墊 - 袋狀式
(Non-magnetic Instrument Mat - Pouch Type)



規格 SPECIFICATIONS

非磁性手術器械墊 - 薄片式:
(Non-magnetic Instrument Mat - Sheet Type)


產品編號	尺寸	說明
9006-0001-01	L540 x W300 mm	- 薄片式 - MR Safe



9006-0001-01

非磁性手術器械墊 - 袋狀式:
(Non-magnetic Instrument Mat - Pouch Type)

產品編號	尺寸	說明
9006-0001-02	L410 x W300 mm	- 袋狀式 - MR Safe



9006-0001-02

手術器械墊 (未滅菌) 衛部醫器製壹字第 008615 號

磁性手術器械墊： (Magnetic Instrument Mat)

用途：

防止手術器械不慎滑落被汙染甚至損壞而影響手術進行。矽膠材質不吸水，具有防水功能，避免液體滲漏汙染無菌區。

特色：


- 醫療級矽膠材質。
- 內置磁石，在傾斜的輪廓表面上，能提供更穩固的羈留固定力。
- 鐵製手術器械被固定於外科醫生手可及的範圍內，方便安全迅速地抓取器械且輕鬆不費力。
- 產品表面光滑，易於清潔。
- 可捲起並放入手術盤中與其他手術器械一起進行消毒，可重複使用。



規格 SPECIFICATIONS

磁性手術器械墊： (Magnetic Instrument Mat)

產品編號	尺寸	說明
9006-0101	L380 x W300 mm	-MR Unsafe



9006-0101