



SURGICAL INSTRUMENT TRANSFER TRAY (NON-STERILE) 手術器械傳遞盤 (未滅菌)

- 衛部醫器製壹字第 009860 號 -



SURGICAL INSTRUMENT | 手術器械系列
SERIES

手術器械傳遞盤 (未滅菌) 衛部醫器製壹字第 009860 號

富強® 手術器械傳遞盤 (未滅菌) 介紹： (Fortune® Surgical Instrument Transfer Tray)

富強® 手術器械傳遞盤可大幅度地減少手術過程中被銳器傷害之風險。

手術器械傳遞盤作為手術進行期間器械放置之中立區 (Neutral zone)，用於放置尖銳器械，並以間接傳遞法 (hands free techniques) 傳遞器械。


特色：

- 醫療級矽膠材質。
- 把手設計，可避免握持時手指進入托盤內。
- 相反方向的器械固定位置，可讓醫護人員依最順手的方向放置器械以及傳遞器械。
- 表面滑順容易清洗。
- 多孔洞設計，托盤內快速乾燥不積水，滅菌時蒸氣也更容易快速穿透至整體。



規格 SPECIFICATIONS

產品編號	尺寸	說明
9006-0002	128 x 230 x 24 mm	- 未滅菌



9006-0002



醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw