



美得膚® *Rystora*®

# 疤痕護理矽膠捲 Silicone Scar Tape

拋棄式 Disposable


未滅菌 Non-sterile

REF SAR251500

自然黏性 / 軟化疤痕 / 淡化疤痕顏色

## 把握抗疤黃金期，不留疤痕超Easy

疤痕護理矽膠捲，藉由醫療級矽膠的壓迫力，有效加壓、降低疤痕增生，在傷口癒合、結痂已脫落時儘速使用，能達到最佳使用效果。對已有的舊疤痕，也能有效撫平、淡化疤痕。



特殊壓線方便撕取



良好張力及彈性，  
適用關節處




防潑水不易脫落



保濕透氣，舒適服貼

適用範圍 蟹足腫 | 肥厚性疤痕 | 手術後新生疤痕 | 剖腹疤 | 刀傷、切割等留下之疤痕



使用5個月後，疤痕明顯平坦及顏色淡化。

### 注意事項

1. "不" 可使用於未癒合之傷口。
2. 使用前請先確定皮膚已清潔、乾燥，且勿塗抹藥膏或是乳液製品，以免影響服貼度。
3. 若出現紅疹、刺激過敏現象，請先暫停使用並諮詢醫生。
4. 請妥善存放，避免3歲以下孩童誤用。
5. 使用者皮膚狀況(汗水、毛髮..等)會影響產品黏著度。

藥商／製造商：富強醫材股份有限公司  
藥商地址：新北市淡水區中正東路二段29號6樓  
製造廠地址：桃園市中壢區長春二路256號  
服務專線：02-26242233

衛署醫器製壹字第003121號

北衛器廣字第 10812035 號