



SILICONE THORACIC DRAIN

矽質胸腔引流管

“富強” 引流導管及其配件

- 衛署醫器製壹字第 001778 號 -



THORACIC SURGICAL | 胸腔外科系列
SERIES

引流導管及其配件

衛署醫器製壹字第 001778 號

矽質胸腔引流管 特點： (Silicone Thoracic Drain)

- 用於胸腔手術期間的引流。
- 醫療級矽膠，具良好生物相容性。
- 絕佳的抗拉強度降低了撕裂或斷裂的風險。
- 透明管身提供檢查和引流的可視性。
- 柔軟、抗扭的矽膠材質易適應解剖結構，提高患者舒適度。
- X-ray 顯影線可協助確認置入導管的位置。
- 透明的管身，使目視檢查或流體觀察更為容易。
- 斜角尖端和光滑的管身可減少插入和拔出過程中的創傷。
- 加大的排液孔可最大程度地促進引流，防止阻塞。
- 提供三種型式：S 型（直式）、SF 型（直式含喇叭頭）和 RF 型（右彎胸腔引流管含喇叭頭）。
- 經過滅菌的雙層包裝。

- A** 矽質胸腔引流管，S 型
(Silicone Thoracic Drain, S Type)
- B** 矽質胸腔引流管，SF 型
(Silicone Thoracic Drain, SF Type)
- C** 矽質胸腔引流管，RF 型
(Silicone Thoracic Drain, RF Type)



規格 SPECIFICATIONS

矽質胸腔引流管，SF 型 (Silicone Thoracic Drain, SF Type):

產品編號	尺寸	外徑 O.D.	內徑 I.D.	說明
2018-0116	16 FR	5.3 mm	3.5 mm	
2018-0120	20 FR	6.7 mm	4.5 mm	
2018-0124	24 FR	8.0 mm	5.5 mm	-SF 型（直式含喇叭頭）
2018-0128	28 FR	9.3 mm	6.5 mm	-500 mm -X-ray 顯影線
2018-0132	32 FR	10.7 mm	7.5 mm	
2018-0136	36 FR	12.0 mm	8.5 mm	
2018-0140	40 FR	13.3 mm	9.5 mm	



2018-01XX

引流導管及其配件

衛署醫器製壹字第 001778 號

矽質胸腔引流管，S 型 (Silicone Thoracic Drain, S Type):


產品編號	尺寸	外徑 O.D.	內徑 I.D.	說明
2018-0009	9 FR	3.0 mm	1.8 mm	
2018-0012	12 FR	4.0 mm	2.5 mm	
2018-0015	15 FR	5.0 mm	3.3 mm	
2018-0016	16 FR	5.3 mm	3.5 mm	
2018-0018	18 FR	6.0 mm	4.0 mm	
2018-0020	20 FR	6.7 mm	4.5 mm	
2018-0021	21 FR	7.0 mm	4.8 mm	
2018-0022	22 FR	7.3 mm	5.0 mm	-S 型 (直式)
2018-0024	24 FR	8.0 mm	5.5 mm	-500 mm
2018-0027	27 FR	9.0 mm	6.3 mm	-X-ray 顯影線
2018-0028	28 FR	9.3 mm	6.5 mm	
2018-0030	30 FR	10.0 mm	7.0 mm	
2018-0032	32 FR	10.7 mm	7.5 mm	
2018-0033	33 FR	11.0 mm	7.8 mm	
2018-0034	34 FR	11.3 mm	8.0 mm	
2018-0036	36 FR	12.0 mm	8.5 mm	
2018-0040	40 FR	13.3 mm	9.5 mm	



2018-00XX

矽質胸腔引流管，RF 型 (Silicone Thoracic Drain, RF Type):

產品編號	尺寸	外徑 O.D.	內徑 I.D.	說明
2018-0516	16 FR	5.3 mm	3.5 mm	
2018-0520	20 FR	6.7 mm	4.5 mm	
2018-0524	24 FR	8.0 mm	5.5 mm	-RF 型 (右彎胸腔 引流管含喇叭頭)
2018-0528	28 FR	9.3 mm	6.5 mm	-500 mm
2018-0532	32 FR	10.7 mm	7.5 mm	-X-ray 顯影線
2018-0536	36 FR	12.0 mm	8.5 mm	
2018-0540	40 FR	13.3 mm	9.5 mm	



2018-05XX



醫療器材商地址：
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw