



# SILICONE HEMATURIA CATHETER

矽質血尿導尿管

“富強” 導尿管

- 衛署醫器製字第 001028 號 -




UROLOGICAL | 泌尿系列  
SERIES



## 富強® 矽質三叉血尿導尿管 (Silicone 3-Way Hematuria Catheter)

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性。
- 透明管身，具 X-ray 顯影線，易於視覺觀察液體與插管位置。
- 氣囊柔軟具適應性，使用時可順應膀胱構造而服貼。
- 3 通道設計，灌注管上有附加塞子。
- 漏斗可以連接任何灌注洗袋。
- 提供五種型式：
  - A 型：直式圓頭型，三叉。
  - B 型：直式口哨型，三叉。
  - C 型：彎式圓頭型，三叉。
  - D 型：彎式口哨型，三叉。
  - E 型：削口型，三叉。
- 無菌包裝。


- A** 矽質血尿導管，直式圓頭型  
(Silicone Hematuria Catheter, Straight Round Tip)
- B** 矽質血尿導管，直式口哨型  
(Silicone Hematuria Catheter, Straight Whistle Tip)
- C** 矽質血尿導管，彎式圓頭型  
(Silicone Hematuria Catheter, Coude Round Tip)
- D** 矽質血尿導管，彎式口哨型  
(Silicone Hematuria Catheter, Dufour)
- E** 矽質血尿導管，削口型  
(Silicone Hematuria Catheter, Couvelaire)



## 規格 SPECIFICATIONS

### 矽質血尿導管，直式圓頭型： (Hematuria Catheter, Straight Round Tip)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1861-0318	18 FR	50-80 cc/ml		
1861-0320	20 FR		420 mm	- 直式圓頭型 - X-ray 顯影線
1861-0322	22 FR	80-100 cc/ml		- 隨附導管塞
1861-0324	24 FR			




# “富強” 導尿管

衛署醫器製字第 001028 號

## 矽質血尿導管，直式口哨型： (Silicone Hematuria Catheter, Straight Whistle Tip)


產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1862-0318	18 FR	50-80 cc/ml	420 mm	- 直式口哨型
1862-0320	20 FR			- X-ray 顯影線
1862-0322	22 FR	80-100 cc/ml		- 隨附導管塞
1862-0324	24 FR			



1862-03XX

## 矽質血尿導管，彎式圓頭型： (Silicone Hematuria Catheter, Coude Round Tip)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1863-0318	18 FR	50-80 cc/ml	420 mm	- 彎式圓頭型
1863-0320	20 FR			- X-ray 顯影線
1863-0322	22 FR	80-100 cc/ml		- 隨附導管塞
1863-0324	24 FR			



1863-03XX

## 矽質血尿導管，彎式口哨型： (Silicone Hematuria Catheter, Dufour)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1864-0318	18 FR	50-80 cc/ml	420 mm	- 彎式口哨型
1864-0320	20 FR			- X-ray 顯影線
1864-0322	22 FR	80-100 cc/ml		- 隨附導管塞
1864-0324	24 FR			



1864-03XX

## 矽質血尿導管，削口型： (Silicone Hematuria Catheter, Couvelaire)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1865-0318	18 FR	50-80 cc/ml	420 mm	- 削口型
1865-0320	20 FR			- X-ray 顯影線
1865-0322	22 FR	80-100 cc/ml		- 隨附導管塞
1865-0324	24 FR			



1865-03XX



醫療器材商地址：  
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓  
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266  
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw

