



# SILICONE NEPHROSTOMY CATHETER

腎造瘻管

- 衛署醫器製字第 001418 號 -




UROLOGICAL | 泌尿系列  
SERIES

# “富強” 腎造瘻管

衛署醫器製字第 001418 號

## 富強® 腎造瘻管 特點： (Fortune® Silicone Nephrostomy Catheter)

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性。
- 透明管身，具 X-ray 顯影線，易於視覺觀察液體與插管位置。
- 膨脹均勻的柔軟球體氣囊或豬尾狀無球體氣囊的前端，可確保導管能完全的停留在腎盂中，且能防止尿液的滲漏。
- 提供較短的尖端，以適應腎盂中窄小的空間。
- 平滑且圓潤的管身可減少在插管及取出導管時的傷害。
- 經過滅菌的雙層包裝。



## 規格 SPECIFICATIONS

### 腎造瘻管，兩側引流孔： (Nephrostomy Catheter, 2 Sided Holes)

普通氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1851-0208	--	8 FR	1.5 cc/ ml		
1851-0210	--	10 FR			
1851-0212	4851-0212	12 FR	2 cc/ml		
1851-0214	4851-0214	14 FR	3 cc/ml		
1851-0216	4851-0216	16 FR		420 mm	-X-ray 顯影線 與封閉式前端 -兩側引流孔 -透明管身
1851-0218	4851-0218	18 FR			
1851-0220	4851-0220	20 FR	5 cc/ml		
1851-0222	4851-0222	22 FR			
1851-0224	4851-0224	24 FR			

### 腎造瘻管，開放式 TIP 頭： (Nephrostomy Catheter, Open Tip)

普通氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1852-0208	--	8 FR	1.5 cc/ ml		
1852-0210	--	10 FR			
1852-0212	4852-0212	12 FR	2 cc/ml		
1852-0214	4852-0214	14 FR	3 cc/ml		
1852-0216	4852-0216	16 FR		420 mm	-X-ray 顯影線 -開放式 TIP 頭
1852-0218	4852-0218	18 FR			
1852-0220	4852-0220	20 FR	5 cc/ml		
1852-0222	4852-0222	22 FR			
1852-0224	4852-0224	24 FR			



1851-02XX



1852-02XX

# “富強” 腎造廔管

衛署醫器製字第 001418 號

## 腎造廔管，開放式 TIP 頭，兩側引流孔： (Nephrostomy Catheter, Open Tip, 2 Sided Holes)

普通氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1853-0208	--	8 FR	1.5 cc/ml		
1853-0210	--	10 FR	2 cc/ ml		
1853-0212	4853-0212	12 FR	3 cc/ ml		
1853-0214	4853-0214	14 FR		330 mm	-X-ray 顯影線 -開放式 TIP 頭 -兩側引流孔
1853-0216	4853-0216	16 FR			
1853-0218	4853-0218	18 FR	5 cc/ ml		
1853-0220	4853-0220	20 FR			
1853-0222	4853-0222	22 FR			
1853-0224	4853-0224	24 FR			

## 腎造廔管，開放式 TIP 頭，兩側引流孔： (Nephrostomy Catheter, Open Tip, 2 Sided Holes)

普通氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1854-0208	--	8 FR	1.5 cc/ml		
1854-0210	--	10 FR	2 cc/ ml		
1854-0212	4854-0212	12 FR	3 cc/ ml		
1854-0214	4854-0214	14 FR		420 mm	-X-ray 顯影線 -開放式 TIP 頭 -兩側引流孔
1854-0216	4854-0216	16 FR			
1854-0218	4854-0218	18 FR	5 cc/ ml		
1854-0220	4854-0220	20 FR			
1854-0222	4854-0222	22 FR			
1854-0224	4854-0224	24 FR			



1853-02XX



1854-02XX



**fortune  
medical**

醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw