



SILICONE SUPRA-PUBIC CATHETER

矽質恥骨導尿管

- 衛署醫器製字第 001067 號 -




UROLOGICAL | 泌尿系列
SERIES

矽質恥骨導尿管 衛署醫器製字第 001067 號

富強® 矽質恥骨導尿管 特點：
(Fortune® Silicone Supra-Pubic Catheter)

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性。
- 透明管身，具 X-ray 顯影線，易於視覺觀察液體與插管位置。
- 柔軟且充氣平均的氣囊，在使用時可順應膀胱構造而服貼。
- 管身圓型平滑，氣囊完整服貼可有效降低插管及拔管時可能造成的傷害。
- 中空探針藉由穿刺，可協助導尿管立即插入膀胱。輕折探針兩翼即可輕鬆移除。
- 導線可方便引導導尿管的替換。

- A** 矽質恥骨導尿管
(Silicone Supra-pubic Catheter)
- B** 矽質恥骨導尿管穿刺組
(Silicone Supra-Pubic Catheter Puncture Set)
- C** 矽質恥骨導尿管替換組
(Silicone Supra-Pubic Catheter Exchange Set)



規格 SPECIFICATIONS

矽質恥骨導尿管：
(Silicone Supra-pubic Catheter)


普通氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	尺寸	氣囊容量	長度	說明
1890-0212	4890-0212	12 FR			
1890-0214	4890-0214	14 FR			
1890-0216	4890-0216	16 FR			
1890-0218	4890-0218	18 FR	5-10 cc/ ml	420 mm	- 深度標記
1890-0220	4890-0220	20 FR			
1890-0222	4890-0222	22 FR			
1890-0224	4890-0224	24 FR			



1890-02XX

矽質恥骨導尿管穿刺組：
(Silicone Supra-Pubic Catheter Puncture Set)

產品編號	尺寸	氣囊容量	長度	說明
4890-9212	12 FR	5-10 cc/ ml	420 mm	- 一體成型氣囊 - 中空探針 - 深度標記
4890-9214	14 FR			- 導管夾




4890-92XX

矽質恥骨導尿管

衛署醫器製字第 001067 號

矽質恥骨導尿管替換組： (Silicone Supra-Pubic Catheter Exchange Set)

普通氣囊 產品編號	一體成型氣囊 產品編號	尺寸	氣囊容量	長度	說明
1890-8212	4890-8212	12 FR			
1890-8214	4890-8214	14 FR			
1890-8216	4890-8216	16 FR			- 深度標記
1890-8218	4890-8218	18 FR	5-10 cc/ ml	420 mm	- 導管夾 - PTFE 塗層
1890-8220	4890-8220	20 FR			- 導線 0.035"
1890-8222	4890-8222	22 FR			
1890-8224	4890-8224	24 FR			



1890-82XX



fortune
medical

醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw