



URINARY CATHETER FIXATION STRAP

泌尿導管固定帶（未滅菌）

- 衛部醫器製壹字第 009275 號 -



UROLOGICAL | 泌尿系列
SERIES

泌尿導管固定帶（未滅菌） 衛部醫器製壹字第 009275 號

富強® 泌尿導管固定帶（未滅菌）介紹： (Fortune® Urinary Catheter Fixation Strap)

富強® 泌尿導管固定帶旨在將導尿管固定到位並避免醫用膠帶對皮膚的刺激。如果長期佩戴導尿管，固定帶可以舒適地貼合患者的腿部或下腹部，易於使用並簡便調整固定位置。此外，它還可以降低導尿管意外脫落、移位的風險，以避免尿道刺激和感染，提高患者的生活質量。

用途：

泌尿導管固定帶主要用於固定尿道導尿管並提高患者在腿上的舒適度。最重要的是，它可以防止導尿管意外脫落，減少尿道刺激和感染的風險。

特色：

- 易於固定任何位置。
- 適合大多數尺寸的導管。
- 導管不易從固定帶脫落、移位，以降低感染機率。
- 粘扣固定易於使用、放置或移除。
- 超柔軟布料材質，讓使用者皮膚更加舒適。
- 節省醫護人員操作時間。



規格 SPECIFICATIONS

產品編號	尺寸	說明
1800-0001	Regular	Width : 3.0cm (1.2") Length: 66cm (26")
1800-0002	Large	Width : 3.0cm (1.2") Length: 120cm (47.2")



1800-000X