



FIXPad[®]

FORTUNE FIXPAD ANCHORING DEVICE

導管固定貼（未滅菌）

提供患者舒適、自在與安全地活動

– 衛部醫器製壹字第 008423 號 –



UROLOGICAL | 泌尿系列
SERIES




富強® 導管固定貼 (未滅菌) 介紹： (Fortune® FixPad® Anchoring Device)

富強® 導管固定貼能減少導管因患者活動所造成脫落的機會，提供舒適並能夠自在與安全地活動。

使用於提供各式圓形醫療導管之圓管固定或有秩序的排列，適用之產品圓管尺寸外徑為 3mm 至 12mm (即為 9FR 至 36FR) 或相等圓周長之導管，例如 Foley 導尿管等各式導管產品。


特色：

- 適用於圓管導尿管產品，尺寸外徑為 3mm 至 12mm 之間 (即 9FR 至 36FR) 或相等圓周長之導管，例如：導尿管等各式導管產品。
- 不織布材質，醫療用膠。
- 易於使用，拆卸和重新定位。不留殘膠。
- 減少過敏反應之風險。
- 防水且透氣。



規格 SPECIFICATIONS

產品編號	尺寸	適用導管外徑尺寸
1800-0005	106 x 65 mm	3mm to 12mm (9FR to 36FR)



1800-0005



fortune
medical

醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw