



# CATHETER SPIGOT

導尿管塞

“富強” 導尿管

— 衛署醫器製字第 001028 號 —



UROLOGICAL | 泌尿系列  
SERIES



# CATHETER SPIGOT

UROLOGICAL SERIES | 泌尿系列

“富強” 導尿管 衛署醫器製字第 001028 號

## 導尿管塞 (Catheter Spigot)

### 介紹：

是一種非侵入性的封閉裝置，用於短時間停止導尿管流動，使尿液聚集在膀胱中。

### 用途：

用於關閉導尿管，使尿液聚集在膀胱中，以訓練括約肌的活動（自我排尿）。錐形漸變設計使其能夠輕鬆符合各種內徑的導尿管。


### 特色：

- 滅菌包裝。
- 適用於所有尺寸的導尿管或管道。
- 結構強而牢固。
- 堅固而有彈性的端頭可更容易插入導尿管。
- 為一次性使用。



## 規格 SPECIFICATIONS

產品編號	尺寸	說明
1820-0000	Universal	- ABS - 滅菌包裝 - 50 pcs/box



1820-0000



**fortune**  
medical

醫療器材商地址：  
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓  
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266  
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw